



## Intellical PHC301 Laboratuvar Tipi Genel Amaçlı Yeniden Doldurulabilir pH Elektrotu, 3 m Kablo

Ürün Numarası: PHC30103  
TRY Fiyat: Bize Ulaşın  
Mevcut

Intellical PHC301, yerleşik sıcaklık sensörüne sahip dijital kombine pH elektrotudur. PHC301 doldurabilir özelliğe ve iki adet seramik pimli referans bağlantı noktasına sahiptir. Bu laboratuvar tipi pH elektrotu, cam küre algılama elemanına kadar koruma sağlayan Zeonor plastik gövdesi sayesinde darbeye dayanıklıdır. Elektrot 3 veya 1 metrelik kablo ile sunulur. PHC301 yeniden doldurulabilir kombine pH elektrotu; atık su, içme suyu ve genel su uygulamaları için önerilmektedir. PHC301, organik çözücülerle kullanıma uygun değildir. Probla birlikte 28 mL'lik bir referans elektrolit dolum çözeltisi (AgCl ile doyurulmuş 3 M KCl çözeltisi) şişesi verilir.

**Intellical dijital problar, fabrikada kalibre edilmiştir**  
Kutusundan çıkar çıkmaz test için kullanıma hazırdır.

**Intellical dijital problar, yeniden kalibrasyon gerektiğinde kullanıcıyı uyarır**  
İşi tahmine bırakmadan, tüm ölçümlerde en güvenilir ve en doğru sonuçlar elde edilir.

**Intellical dijital problar, ölçüm geçmişinde üstün izlenebilirlik sağlar**  
Her ölçüm için kayıtlı zaman ve tarih etiketi, operatör ve numune kimliği, kalibrasyon geçmişi, parametre ve prob seri numarası.

**Intellical dijital problemleri, yeniden kalibre edilmesine veya ölçüm ayarlarının yeniden girilmesine gerek kalmadan ölçüm cihazları arasında taşınabilir**  
Birden fazla HQD serisi Laboratuvar tipi ve Portatif ölçüm cihazı bulunan çok kullanıcıli ortamlar için idealdir.

### Teknik özellikler

|                     |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ağırlık:            | 0,15 kg                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bağlantı Noktası:   | Gözenekli Pin Bağlantı Noktası                                                                                                                                                                                                             |
| Çözünürlük:         | 0,001/0,01/0,1                                                                                                                                                                                                                             |
| Doğruluk:           | ±0,02 pH                                                                                                                                                                                                                                   |
| Doldurma çözeltisi: | AgCl ile doyurulmuş 3 M KCl çözeltisi (#2841700)                                                                                                                                                                                           |
| Elektrot tipi:      | Yeniden Doldurulabilir Referans Elemanı                                                                                                                                                                                                    |
| Garanti:            | 12 aylar                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kablo Uzunluğu:     | 3 m                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kit?:               | Hayır                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kutudakiler:        | Intellical PHC301 Laboratuvar Tipi pH elektrotu (ucunda saklama şişesi ile), 3 m kablo, 28 mL'lik referans elektrolit dolum çözeltisi (AgCl ile doyurulmuş 3 M KCl çözeltisi) şişesi, kalibrasyon sertifikası ve Temel Kullanıcı Kılavuzu. |
| Ölçüm aralığı:      | 0 - 14 pH                                                                                                                                                                                                                                  |
| Önemli özellik:     | Çift bağlantı noktalı referans                                                                                                                                                                                                             |
| Parametre:          | pH                                                                                                                                                                                                                                         |
| Prob türü:          | Standart                                                                                                                                                                                                                                   |
| Referans:           | Ag/AgCl                                                                                                                                                                                                                                    |

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Sensor material:           | Zeonor                                        |
| Sensör türü:               | pH Cam                                        |
| Sıcaklık aralığı:          | 0 - 50°C                                      |
| Sıcaklık çözünürlüğü:      | 0,1°C                                         |
| Sıcaklık doğruluğu:        | ± 0,3°C                                       |
| Sodium (Alkalinity) error: | pH 14'te 1 M NaOH'de 0,3 pH                   |
| Termistör:                 | ATC                                           |
| Test Gereklilikleri:       | Gereken Parametre: pH                         |
|                            | Minimum Numune Derinliği (mm): 15             |
| Ürün Kiti:                 | Model: PHC301                                 |
|                            | Dahil Olan Aksesuarlar: Yok                   |
| Uygulama:                  | Clean & Dirty Samples                         |
| Uzunluk:                   | 175 mm                                        |
| Yöntem Türü:               | Saha: Yeniden Doldurulabilir Referans Elemanı |

## Kutudakiler

Intellical PHC301 Laboratuvar Tipi pH elektrotu (ucunda saklama şişesi ile), 3 m kablo, 28 mL'lik referans elektrolit dolum çözeltisi (AgCl ile doyurulmuş 3 M KCl çözeltisi) şişesi, kalibrasyon sertifikası ve Temel Kullanıcı Kılavuzu.

## Gerekli Aksesuarlar

- Dolum Çözeltisi; Referans; AgCl ile 3 M KCl; 100 mL (Item S21M004)
- Dolum Çözeltisi; Referans; AgCl ile 3 M KCl; 28 mL (Item 2841700)