



Intellical PHC281 Su Kalitesi Laboratuvar Tipi Yeniden Doldurulabilir pH Elektrotu, 1 m Kablo

Ürün Numarası: **PHC28101**
TRY Fiyat: **Bize Ulaşın**
1 hafta içinde teslimat

Intellical PHC281, yerleşik sıcaklık sensörüne sahip dijital kombine pH elektrotudur. PHC281, zorlu numuneler için üretilmiş yeniden doldurulabilir bir pH probudur. Bu laboratuvar tipi pH elektrotu, cam küre algılama elemanına kadar koruma sağlayan Zeonor plastik gövdesi sayesinde darbeye dayanıklıdır. Elektrot 3 veya 1 metrelik kablo ile sunulur. PHC281 yeniden doldurulabilir pH elektrotu, Düşük İyonik Kuvvetli (LIS), Ultra Saf, kirli numuneler ve yüksek katı madde içeriğine sahip numuneler gibi zorlu numuneler için ideal olan yüksek elektrolit akış hızına ve geniş bağlantı noktasına sahiptir. PHC281, organik çözücülerle kullanıma uygun değildir. Probla birlikte 59 mL'lik bir 2,44 M KCl Elektrot Dolum Çözeltisi şişesi verilir.

PHC281 pH Ultra probu, zorlu numunelerde bile üstün performans sunmak için tasarlanmıştır
Yüksek elektrolit akış hızı ve geniş açık bağlantı noktası tasarımı, hızlı yanıt ve stabilizasyon sağlar.

Intellical dijital probalar, ölçüm geçmişinde üstün izlenebilirlik sağlar

Her ölçüm için kayıtlı zaman ve tarih etiketi, operatör ve numune kimliği, kalibrasyon geçmişi, parametre ve prob seri numarası.

Intellical dijital pH probu, yeniden kalibrasyon gerektiğinde kullanıcıyı uyarır

İşi tahmine bırakmadan, tüm ölçümlerde en güvenilir ve en doğru sonuçlar elde edilir.

Intellical dijital pH probu, yeniden kalibre edilmesine veya ölçüm ayarlarının yeniden girilmesine gerek kalmadan ölçüm cihazları arasında taşınabilir

Birden fazla HQD serisi Laboratuvar tipi ve Portatif ölçüm cihazı bulunan çok kullanıcıli ortamlar için idealdir.

Teknik özellikler

Ağırlık:	0,1 kg
Bağlantı Noktası:	Açık Bağlantı Noktası
Çözünürlük:	0,001/0,01/0,1
Doğruluk:	±0,02 pH
Doldurma çözeltisi:	2,44 M KCl çözeltisi (#2965026)
Elektrot tipi:	Yeniden Doldurulabilir Referans Elemanı
Garanti:	12 aylar
Kablo Uzunluğu:	1 m
Kit?:	Hayır
Kutudakiler:	Intellical PHC281 Laboratuvar Tipi pH elektrotu (ucunda saklama şişesi ile), 1 m kablo, 59 mL'lik referans elektrolit dolum çözeltisi (2,44 M KCl çözeltisi) şişesi, kalibrasyon sertifikası ve Temel Kullanıcı Kılavuzu.
Ölçüm aralığı:	0 - 14 pH
Önemli özellik:	Çift bağlantı noktalı referans
Parametre:	pH

Prob türü:	Standart
Referans:	Ag/AgCl
Sensor material:	Zeonor
Sensör türü:	pH Cam
Sıcaklık aralığı:	0 - 50°C
Sıcaklık çözünürlüğü:	0,1°C
Sıcaklık doğruluğu:	± 0,3°C
Termistör:	ATC
Test Gerekliklikleri:	Gereken Parametre: pH
	Minimum Numune Derinliği (mm): 15
Ürün Kiti:	Model: PHC281
	Dahil Olan Aksesuarlar: Yok
Uygulama:	Low Ionic Strength & Dirty Samples
Uzunluk:	175 mm
Yöntem Türü:	Laboratuvar: Yeniden Doldurulabilir Referans Elemanı

Kutudakiler

Intellical PHC281 Laboratuvar Tipi pH elektrotu (ucunda saklama şişesi ile), 1 m kablo, 59 mL'lik referans elektrolit dolum çözeltisi (2,44 M KCl çözeltisi) şişesi, kalibrasyon sertifikası ve Temel Kullanıcı Kılavuzu.

Gerekli Aksesuarlar

- Dolum Solüsyonu, Referans; 2,44 M KCl; 59 mL (Item 2965026)