



MM150 için Sension+ Çoklu sensör 5059, pH, EC ve Sıcaklık sensörü, plastik gövde

Ürün Numarası: LZW5059.97.0002
TRY Fiyat: Bize Ulaşın
Mevcut

pH (0-14), İletkenlik (25-30000 μ S/cm), TDS ve sıcaklık (0-80°C) için çoklu sensör. Otomatik sıcaklık kompanzasyonu. Kablo uzunluğu 1,5 m. SENSION+ MM150 multimetreye özel.

Polikarbonat gövde, jel elektrolit ve seramik diyafram ile.

Takılabilir kalibrasyon tüpleri elektroda vidalanabilir (yalnızca 2 mL tampon veya standart). Saklama koruyucusu kırılmayı önler ve diyafram üzerine aşırı basınç oluşmasına engel olur.

Hassas

Kolay kullanım

Dayanıklı ve sağlam

Teknik özellikler

Boyutlar (D x U):	12 mm x 85 mm
Doğruluk:	MM150 Ölçüm Cihazı ile %0,50 EC
Doldurma çözeltisi:	Yeniden doldurulamayan jel
Garanti:	6 aylar
Kablo Uzunluğu:	1.5 m
Konektör:	Sension+ MP8
Malzeme:	Sensör Gövdesi: Polikarbonat
Ölçüm aralığı:	İletkenlik: 20 μ S/cm - 200 mS/cm mS/cm
Ölçüm aralığı (2):	pH: 0 - 14 pH
Önemli özellik:	pH, İletkenlik
Parametre:	pH, Conductivity
Prob bağlantı noktası:	Seramik
Prob türü:	Portatif kombine pH, iletkenlik
Sensör türü:	pH: Cam
	İletkenlik: Platin
Sıcaklık aralığı:	0 - 80 °C
Termistör:	Pt1000

Tür:	Portatif
Uzunluk:	85 mm