



Portatif Sension+ pH Elektrodu + ATC, PH1 için 5051T, az bakım, katı elektrolit (Kirli Numuneler)

Ürün Numarası: LZW5051T.97.002
TRY Fiyat: Bize Ulaşın
Mevcut

Açık dairesel diyafram ve katı elektrolitli pH elektrot. Otomatik sıcaklık kompanzasyonu. Cam gövde. Aralık 2-14 pH, 0-80 °C. 1m kablo. Portatif ölçüm cihazları için.

Elektrot atık su (çok kirli), süt, meyve suyu ve gıda uygulamaları için uygundur. Polipropilen çalışma koruyucusu elektrodun yanlışlıkla kırılmasını önler.

Ergonomik ve sağlam
Bulit-in Pt1000 temperature sensor.

Entegre sıcaklık sensörü

Az bakım

Teknik özellikler

Boyutlar (D x U):	12 mm x 85 mm (tutacaksız)
Doğruluk:	pH1 Ölçüm Cihazı ile 0,02 pH
Doldurma çözeltisi:	Yeniden doldurulamayan katı polimer
Garanti:	6 aylar
Kablo Uzunluğu:	1 m
Konektör:	Sension+ MP5
Malzeme:	Sensör Gövdesi: Cam
Ölçüm aralığı:	2 - 14 pH
Önemli özellik:	Çalışma Koruyuculu. Yüksek katı içeriği için katı jel.
Parametre:	pH
Prob bağlantı noktası:	Açık
Prob türü:	Portatif
Sensör türü:	Cam
Sıcaklık aralığı:	0 - 80 °C
Termistör:	Pt1000
Tür:	Portatif
Uzunluk:	85 mm (tutacaksız)