



Portatif Sension+ pH Elektrodu + ATC, 5052T, PH1 için, PTFE diyaframı (Zorlu Numuneler)

Ürün Numarası: LZW5052T.97.002
TRY Fiyat: Bize Ulaşın
Mevcut

Dairesel gözenekli PTFE diyaframı içeren jel dolumlu pH elektrodu. Otomatik sıcaklık kompanzasyonu. Cam gövde. Aralık 0-14 pH, 0-100 °C. 1m kablo. Portatif ölçüm cihazları için.

Elektrot; düşük iyon kuvvetli numuneler, kremler veya viskoz numuneler gibi zorlu ortamlar için uygundur. En fazla 100°C'ye kadar yüksek sıcaklıkta ölçümler. Yanlışlıkla kırılmayı önlemek üzere bir çalışma koruyucusu ile birlikte gelir.

Ergonomik ve sağlam

Bulit-in Pt1000 temperature sensor.

Entegre sıcaklık sensörü

Az bakım

Teknik özellikler

Boyutlar (D x U):	12 mm x 85 mm (tutacaksınız)
Doğruluk:	pH1 Ölçüm Cihazı ile 0,02 pH
Doldurma çözeltisi:	Yeniden doldurulamayan jel
Garanti:	6 aylar
Kablo Uzunluğu:	1 m
Konektör:	Sension+ MP5
Malzeme:	Sensör Gövdesi: Cam
Ölçüm aralığı:	0 - 14 pH
Önemli özellik:	Çalışma Koruyuculu. Düşük iyon kuvveti ve/veya yüksek sıcaklık için tasarlanmıştır.
Parametre:	pH
Prob bağlantı noktası:	Gözenekli dairesel PTFE
Prob türü:	Portatif
Sensör türü:	Cam
Sıcaklık aralığı:	0 - 100 °C
Termistör:	Pt1000
Tür:	Portatif
Uzunluk:	85 mm (tutacaksınız)