



FerroZine Demir Reaktif Çözelti Paketleri, 50/pk

Ürün Numarası:

230166

Tehlikeli

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın



Eser miktarda çözünmüş ferri (Fe^{3+}) ve ferro (Fe^{2+}) demir tayini için.

FerroZine Demir Reaktifi çözünmüş ferri (Fe^{3+}) ve ferro (Fe^{2+}) Demir tayini için kullanılır. Yüksek düzeyde şelatlı Demir kompleksleri (örneğin, EDTA'lı kompleksler) ve Toplam Demir için sindirim gerekir. Eser miktarda Demir analizi için. 50/paket

Teknik özellikler

Cihaz:	DR/850, DR/820, PC, II hariç tümü
Hacim / Paket boyutu:	50 /pk
Metot:	FerroZine
Metot numarası:	8147
Ölçüm aralığı:	0,009 - 1,400 mg/L Fe
Parametre:	Demir
Test sayısı:	50

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)