



Reagent powder pillows, FerroVer iron, 10 mL, pk/1000

Ürün Numarası:
TRY Fiyat:
Sevk tarihi gösterilmedi

2105728
Bize Ulaşın

Tehlikeli



Powder reagent in sealed package, pk/1000. For 10mL sample.

Teknik özellikler

Cihaz:	All except DR/3000, DR/2000
EPA uygunluğu:	Evet
Hacim / Paket boyutu:	1000 /pk
Metot:	FerroVer
Metot numarası:	8008
Ölçüm aralığı:	0,02 - 3,00 mg/L Fe
Parametre:	Iron
Platform:	Powder Pillows
Saklama koşulları:	10 °C - 25 °C
Test sayısı:	1000

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)