



FerroMo Demir Reaktif Seti

Ürün Numarası:

2544800

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın

Tehlikeli



Molibden bileşiklerinin bulunduğu ortamlarda demir tayini için ayrı ayrı kapalı paketlerde toz reaktifler.

FerroMo Demir Reaktifi, Molibden bileşiklerinin bulunduğu soğutma kulesi sularında Demir tayini için kullanılır. Siyah bir çözelti oluşturan Molibden indirgemesini ortadan kaldırır. Ön işlem gerekmez.

Teknik özellikler

Cihaz:	DR/820, PC II hariç tümü
Metot:	FerroMo
Metot numarası:	8365
Ölçüm aralığı:	0,01 - 1,80 mg/L Fe
Önemli özellik:	Iron (Total) Reagent set, Powder Pillows
Parametre:	Demir
Platform:	Powder Pillows
Test sayısı:	100

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)