



Reagent set, zinc, zincon, 50 mL

Ürün Numarası:

2244800

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın

Tehlikeli



For the determination of Zinc, Zincon Method. Sample volume 50 mL.

Teknik özellikler

Cihaz:	DR/3000, DR/2000
EPA uygunluğu:	Evet
Metot:	Zincon
Ölçüm aralığı:	0,01 - 2,00 mg/L Zn
Test sayısı:	100

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)