



Sülfürik Asit Standart Çözeltisi, 0,020 N (N/50), 1 L

Ürün Numarası:

20353

Tehlikeli

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın



Sülfürik Asit Standart Çözeltisi, 0,020 N (N/50), 1 L

Teknik özellikler

EPA uygunluğu:	Evet
Formül:	H ₂ SO ₄ 0.02 N
Hacim / Paket boyutu:	1 L
Konsantrasyon:	0,020 N
Metot numarası:	8289 (Baz)
Ölçüm aralığı:	0 - 10
Ölçüm aralığı (2):	0 - 5000 mg/L CaCO ₃
Package settings:	Şişe
Parametre:	Alkalinite
Platform:	Çözelti
Tanım:	Girişime yol açan maddelerin uzaklaştırılması
Uygulama:	Klorun uzaklaştırılması

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)