



DPD toplam klor, Swiftest dispenser reaktifi (yedek)

Ürün Numarası:

2105660

Tehlikeli

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın



Toplam Klor tayini için DPD Reaktif dispenser yedek viali, 0,02-2,00 mg/L Cl₂.

Approximately 250 tests

Teknik özellikler

Cihaz:	DR/3000, DR/2000 hariç tümü
EPA uygunluğu:	Evet
Metot:	DPD
Metot numarası:	8167
Ölçüm aralığı:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Ölçüm aralığı (2):	0,02 - 4,50 mg/L Cl ₂
Parametre:	Klor, toplam
Platform:	Swiftest
Test sayısı:	250

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)