



Swiftest DPD serbest klor reaktif dispenseri ve reaktif vialı

Ürün Numarası:

2802300

Tehlikeli

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın



DPD yöntemiyle Serbest Klorun tayini için, 0,02-2,00 mg/L Cl₂.

Teknik özellikler

Cihaz:	DR/3000, DR/2000 hariç tümü
Metot:	DPD
Metot numarası:	8021
Ölçüm aralığı:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Parametre:	Klor, serbest
Platform:	Swiftest
Test sayısı:	Approximately 250

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)