



Silika Reaktif Seti, Ultra Düşük Aralık, Bulk Çözelti

Ürün Numarası:

2553500

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın

Tehlikeli



Ultra düşük aralıkta Silika tayini için, Heteropoli Mavisi Yöntemi. Yaklaşık 100 test.

Teknik özellikler

Cihaz:	DR/900, PC II hariç tümü
Metot:	Heteropoli Mavi
Metot numarası:	8282
Numune boyutu:	Bulk
Ölçüm aralığı:	3 - 1000 µg/L SiO ₂
Önemli özellik:	UL, Bulk, 100 tests
Parametre:	Silika
Platform:	Çözelti
Test sayısı:	100

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)