



Silika Reaktif Seti, Ultra Low Range Rapid Liquid

Ürün Numarası:

2678500

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın

Tehlikeli



Ultra düşük aralıkta Silika tayini için, Heteropoli Mavi Rapid Liquid Yöntemi. Rapid Liquid Yöntemleri, birden çok numune analiz etmenin ekonomik yolunu sunar.

Heteropoli Mavi Rapid Liquid™ yöntemiyle ultra düşük aralıkta Silika tayini için. 8282 Hach yöntemi. Aralık: 3 - 1000 µg/L Set şunları içerir: Yaklaşık 250 test için Molibdat 3 Reaktif Çözeltisi, Sitrik Asit F Reaktif Çözeltisi, Amino Asit Reaktif Seyreltme Çözücüsü ve Amino Asit F Toz Reaktif. Pour-Thru Hücre gerektirir.

Kullanım kolaylığı

Sıvı reaktiflerin, şişe üstü dispenserlerin ve pour-thru hücrelerin kullanıldığı Rapid Liquid yöntemleri test işlemlerini basitleştirir.

Performans

Pour-thru hücre sabit bir optik sistem sağladığı için Rapid Liquid yöntemleri genel olarak numune hücrelerinin yerleştirilip çıkartılmasını gerektiren yöntemlerden daha yüksek hassasiyet sağlar.

Verimlilik

Rapid Liquid yöntemleri, yüksek hacimli testler için idealdir.

Teknik özellikler

Cihaz:	DR/4000, DR/800, PC II hariç tümü
Metot:	Heteropoli Mavi
Metot numarası:	8282
Numune boyutu:	50 mL
Ölçüm aralığı:	3 - 1000 µg/L SiO ₂
Önemli özellik:	LR, 250 tests
Parametre:	Silika
Platform:	Çözelti
Test sayısı:	250

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)