



Fenol Kırmızısı İndikatör Çözelti, 50 mL spek. derecesi

Ürün Numarası: 2657512
TRY Fiyat: Bize Ulaşın
Mevcut

Kolorimetrik pH tayini için standartlaştırılmıştır. Spek. derecesi. Aralık: pH 6,5-8,5.

Teknik özellikler

Hacim:	spek. derecesi
Hacim / Paket boyutu:	50
Metot:	Kolorimetrik Fenol Kırmızısı
Ölçüm aralığı:	6,5 - 8,5
Parametre:	pH
Platform:	Çözelti
Test sayısı:	50 mL