



HydraVer 2 Hidrazin Reaktifi, 100 mL

Ürün Numarası:

179032

Tehlikeli

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın



Hidrazin tayini için, p-Dimetilaminobenzaldehit yöntemi. 10 mL numune için. 100 mL şişe.

Teknik özellikler

Cihaz:	DR/850, DR/820, PC, II hariç tümü
Hacim / Paket boyutu:	100 mL
Metot:	p-Dimetilaminobenzaldehit
Metot numarası:	8141
Ölçüm aralığı:	4 - 600 µg/L N ₂ H ₄
Parametre:	Hidrazin
Platform:	Çözeltili
Saklama koşulları:	10 °C - 25 °C
Tanım:	HydraVer 2 Hidrazin Reaktifi
Test sayısı:	100

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)