



Çözünmüş Oksijen Accuvac Ampulleri, Yüksek Aralık, 25/pk

Ürün Numarası:

2515025

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın

Tehlikeli



Accuvac ampullerinin her biri tek bir test için gereken miktarda reaktif içerir ve ölçüm küveti olarak kullanılabilir. Çözünmüş Oksijen tayini için, HRDO Yöntemi. 25'lik paket

Hızlı

Accuvac Ampulleri hızlı sonuçlar sağlar. Sadece ucunu kırın, doldurun ve okuyun - değerli zamanınızdan tasarruf edin.

Kolay

Numune veya reaktiflerin ölçülmesi gerekmez. Vakumlu ampuller doğru numune hacmini içine çeker, böylece herkes minimum çabayla güvenilir sonuçlar elde edebilir.

Doğru

Optik kalitede vakumlu ampuller hassas ölçümler ve reaktif kararlılığı sağlar.

Sonuca gereksinim duyduğunuz her yerde kullanabilirsiniz.

Ampuller hem reaktif kabı hem de fotometrik ölçüm hücresi görevi görür. Reaktiflerin veya numunelerin taşınması gerekmez.

Teknik özellikler

Cihaz:	Tümü
Hacim / Paket boyutu:	25 /pk
Metot:	HRDO
Metot numarası:	8166, 8333
Ölçüm aralığı:	0,3 - 15,0 mg/L O ₂
Ölçüm aralığı (2):	1,0 - 40,0 mg/L O ₂
Parametre:	Oksijen, çözünmüş
Platform:	Accuvac
Test sayısı:	25

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)