



TOK (Uzaklaştırma Yöntemi) TNT, 100 - 700 mg/L C

Ürün Numarası:

2760445

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Teslimat tarihi için arayın

Tehlikeli



Tüm reaktiflerle tamamen donatılmış, güvenilir ölçüm sonuçları ve kolay kullanım için optimize edilmiş küvet testi (Ø 16 mm). TNT = Test 'N Tube

16 mm TNT ürünleri yalnızca DR900 ile okunabilir. Sorularınız için lütfen yerel Teknik Destek Ekibiniz ile iletişime geçin.

Test 'N Tube ürünleri güvenli, kolay test imkanı sağlar

Kapaklı 16 mm vialler, karışım ve ölçüm için yeterli bir paket sağlar.

Kolay sipariş

Tüm gerekli reaktifler ve vialler pakette yer alır.

Teknik özellikler

Metot:	Direkt
Metot numarası:	10128
Ölçüm aralığı:	100 - 700 mg/L C
Önemli açıklamalar:	16 mm TNT ürünleri yalnızca DR900 ile okunabilir. Sorularınız için lütfen yerel Teknik Destek Ekibiniz ile iletişime geçin.
Parametre:	Toplam Organik Karbon
Platform:	Test 'N Tube
Sindirim gereklidir:	Evet
Test sayısı:	25 - 50

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)