



Mercuric nitrate cartridge for digital titrator, 2.256N

Ürün Numarası:

92101

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın

Tehlikeli



For titration of chloride, 100 - 8000 mg/L Cl⁻

Teknik özellikler

Metot:	Mercuric Nitrate
Metot numarası:	8206
Ölçüm aralığı:	100 - 8000 mg/L Cl ⁻
Parametre:	Chloride
Platform:	Dijital Titratör
Test sayısı:	40 - 100
Titrant:	2.256 N Hg(NO ₃) ₂

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)