



Cyanide Reagent Set, Powder Pillows, 0.002-0.240mg/L CN-

Ürün Numarası:

2242800

Tehlikeli

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın



Powder reagents in sealed packages for the determination of Cyanide, Pyridine-Pyrazalone Method. For 25 mL sample.

Teknik özellikler

Cihaz:	DR/3000, DR/2000
Metot:	Pyridine-Pyrazalone
Metot numarası:	8027
Numune boyutu:	25 mL
Ölçüm aralığı:	0,002 - 0,240 mg/L CN ⁻
Platform:	Powder Pillows
Test sayısı:	100

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)