



Stablcal Stabilize Formazin Bulanıklık Standardı, 20 NTU, 100 mL

Ürün Numarası:

2660142

Tehlikeli

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın



Kullanıma hazır, stabilize edilmiş gerçek Formazin birincil standart çözeltisi, 20 NTU, 100 mL şişe. Tüm türbidimetreler için uygundur. Kalibrasyon amaçları için USEPA tarafından kabul edilmiştir.

Hassas, Önceden Karıştırılmış Formazin Çözeltileri

Tescilli üretim teknolojisi ile Hach, Stablcal Standartlarını bir çok konsantrasyonda ve tam olarak doğru konsantrasyonda hazırlayarak doğru türbidimetre kalibrasyonları elde edilmesini sağlar.

Formazin Birincil Standartlarına göre

Stablcal Stabilize Formazin Standartları, geleneksel Formazin birincil bulanıklık standartlarıyla aynı ışık yayan polimere sahiptir ve eşit performans sunar.

Gelişmiş Stabilitate Zaman ve Emek Tasarrufu Sağlar

Formazin birincil standartları doğrudan laboratuvarında hazırlanabilir ancak bu işlem çok fazla uğraş gerektirir ve çok zaman alır; ayrıca seyreltilmiş standartlar stabil değildir. Stablcal, Formazin'in stabilize edilmiş versiyonudur. Laboratuvarında hazırlanan standartlar için gereken zaman ve çaba olmaksızın tekrarlanabilir sonuçlar sağlar.

Sonuçlarda güven

Hach, 40 yıldan uzun süre önce Formazin'i içme suyu endüstrisinde bir bulanıklık standardı olarak uygulayan ilk şirkettir. Stablcal standartları, bulanıklık ölçümünde on yıllara varan deneyime dayanır.

Teknik özellikler

Konsantrasyon:	20 NTU
Platform:	Çözelti