



Stablcal Ampul Kalibrasyon Seti, Formazin, için2100Q/QIS portatif türbidimetre

Ürün Numarası:

2971205

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın

Tehlikeli



2100Q/QIS portatif türbidimetre için Kalibrasyon Standardı seti. Ampul seti, şu konsantrasyonlarda Formazin standartları sunar: 10, 20, 100, 800 NTU.

Hassas, Önceden Karıştırılmış Formazin Çözeltileri

Formazin Birincil Standartlarına göre

Gelişmiş Stabilite Zaman ve Emek Tasarrufu Sağlar

Sonuçlarda güven

Teknik özellikler

Konsantrasyon: 20, 100, 800, 10 NTU (doğrulama için)

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)