



SpecCheck Gel ikincil standart kiti, LR klor, DPD, 0 - 2,0 mg/L Cl₂

Ürün Numarası:

2635300

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın

Laboratuvarda ve sahada cihaz doğrulama için katı, kullanıma hazır Jel Standartlar.

Kullanıma hazır SpecCheck İkincil Standart Kitleri; dört adet mühürlü 10 mL (1 inç) cam hücrede bir kör ve tipik test aralığında bulunan üç farklı standardı, talimatları, plastik çantayı ve Analiz Sertifikasını içerir.

SpecCheck Standartları bilgisayar tarafından formüle edilir ve üretim tarihinden itibaren iki yıllık raf ömrüne sahiptir.

Teknik özellikler

Cihaz:	Tüm cihazlar için değerleri içerir
Hacim / Paket boyutu:	4'lü Viyal Seti
Konsantrasyon:	0 – 2.0 mg/L Cl ₂
Metot:	DPD
Parametre:	Klor
Tanım:	SpecCheck İkincil Jel Standartları Kiti-LR Klor, DPD