



SpecCheck Klor İkincil Jel Standart Kiti, DPD, 0 - 8,0 mg/L Cl₂

Ürün Numarası:

2893300

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın

Laboratuvarda ve sahada cihaz doğrulama için katı, kullanıma hazır Jel Standartlar.

Teknik özellikler

Hacim / Paket boyutu:

4'lü Viyal Seti

Konsantrasyon:

0 - 8,0 mg/L Cl₂

Metot:

DPD