



Nitrogen-ammonia set, salicylate, 25 mL

Ürün Numarası:

2243700

Tehlikeli

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın



Powder reagents in sealed package for the determination of Nitrogen, Ammonia (Salicylate Method).

Teknik özellikler

Cihaz:	DR/4000, DR/3000, DR/2000
Metot:	Salicylate
Metot numarası:	8155
Numune boyutu:	25 mL
Ölçüm aralığı:	0,01 - 0,50 mg/L NH ₃ -N
Platform:	Powder Pillows
Test sayısı:	100