



Azot, toplam, TNT, 2 - 150 mg/L N

Ürün Numarası:

2714100

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

3 gün içinde teslimat

Tehlikeli



Tüm reaktiflerle tamamen donatılmış, güvenilir ölçüm sonuçları ve kolay kullanım için optimize edilmiş küvet testi (Ø 16 mm). TNT = Test 'N Tube. 25-50 test

16 mm TNT ürünleri yalnızca DR900 ile okunabilir. Sorularınız için lütfen yerel Teknik Destek Ekibiniz ile iletişime geçin.

Test 'N Tube ürünleri güvenli, kolay test imkanı sağlar

Kapaklı 16 mm vialler, karışım ve ölçüm için yeterli bir paket sağlar.

Kolay sipariş

Tüm gerekli reaktifler ve vialler pakette yer alır.

Teknik özellikler

Metot:	Persülfat Sindirimi
Metot numarası:	10072
Ölçüm aralığı:	2 - 150 mg/L N
Önemli açıklamalar:	Set 2 kutudan oluşur: 27140-45 ve 26721-45 27140-45 = TN Hidroksit reaktif çözeltisi (2714045), Persülfat Toz Paketleri (2671846) 26721-45 = TN Asit C reaktif çözeltisi (2672145), Bisülfid A Toz Paketleri (2671946), B İndikatör Toz Reaktif Paketleri (2672046) 16 mm TNT ürünleri yalnızca DR900 ile okunabilir. Sorularınız için lütfen yerel Teknik Destek Ekibiniz ile iletişime geçin.
Parametre:	Azot, toplam
Platform:	Test 'N Tube
Saklama koşulları:	10 - 25 °C
Sindirim gereklidir:	Evet
Test sayısı:	25 - 50

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)