



PhosVer 3 Fosfat Toz Reaktif Paketleri, 10 mL, 1000/pk

Ürün Numarası:

2106028

Tehlikeli

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Sevk tarihi gösterilmedi



Orto Fosfat tayini için ayrı ayrı kapalı paketlerde toz reaktif. 10 mL numuneler için; 1000/pk.

Teknik özellikler

Cihaz:	DR/820 hariç tümü
EPA uygunluğu:	Evet
Hacim / Paket boyutu:	1000 /pk
Metot:	Askorbik Asit
Metot numarası:	8048
Ölçüm aralığı:	0,02 - 2,50 mg/L PO ₄
Parametre:	Fosfat, orto
Platform:	Powder Pillows
Test sayısı:	1000

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)