



Sodyum Nitrat, 0,5 M, 500 mL, 924x analizör

Ürün Numarası: 2507149
TRY Fiyat: Bize Ulaşın
Mevcut

Sodyum Nitrat, 0,5 M, 500 mL, 9245 ve 9240 Sodyum analizörleri için

Teknik özellikler

Cihaz:	9245 & 9240
Hacim / Paket boyutu:	500 mL
Konsantrasyon:	5 mg/L
Parametre:	Sodium
Saklama koşulları:	Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Protect from moisture.

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Medium (Item 2550502)
- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, X-Large (Item 2550504)
- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Small (Item 2550501)
- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)