



Sertlik Tampon Çözeltisi (0,3, 1, 2, 5 mg/L), 500 mL

Ürün Numarası:

2768549

Tehlikeli

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın



SP510 Sertlik analizörü ile kullanım için.

Teknik özellikler

Cihaz:	SP510
Konsantrasyon:	0,3, 1, 2, 5 mg/L
Parametre:	Hardness
Saklama koşulları:	Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Protect from moisture.

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Medium (Item 2550502)
- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, X-Large (Item 2550504)
- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Small (Item 2550501)
- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)