



CL17/CL17sc Klor analizörü için Serbest Klor Reaktif Seti

Ürün Numarası:

2556900

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın

Tehlikeli



En katı kalite standartlarını karşılayacak şekilde formüle edilmiştir

Serbest Klor Reaktif seti CL17/CL17sc analizörünün yanı sıra toplu analitik yöntemler ile de birlikte kullanılır. Hach reaktifler, doğru ve tutarlı sonuç garantisi verir.

Serbest Klor Reaktif Seti Şunları İçerir:

- Bir adet 24 gramlık DPD bileşiği şişesi
- Bir adet 473 mL'lik serbest klor indikatör solüsyonu şişesi
- Bir adet 473-mL'lik serbest klor tampon solüsyonu şişesi

Reaktiflerin yeniden sipariş sürecini kolaylaştırmak ister misiniz? Hach CL17 reaktifler ve reaktif setlerinin kolay ve otomatik teslimatı programımızla ilgili bilgi almak için Hach temsilcinizle iletişime geçin.

*Bu ürün, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tıbbi uygulamalarda klor ve kloraminler için test amacıyla değerlendirilmemiştir.

Teknik özellikler

Cihaz:	CL17/CL17sc
Kutudakiler:	DPD bileşiği, 24 g
	Serbest klor indikatör solüsyonu, 473 mL
	Serbest klor tampon solüsyonu, 473 mL
Metot:	DPD
Metot numarası:	10059
Ölçüm aralığı:	CL17 için 0,03 - 5,00 mg/L Cl ₂ , CL17sc için 0,03 - 10,00 mg/L Cl ₂
Parametre:	Klor, Serbest
Platform:	Çözelti
Saklama koşulları:	Kapları kuru, serin ve iyi havalandırılmış bir yerde, sıkıca kapatılmış şekilde tutun. Nemden koruyun.

Kutudakiler

DPD bileşigi, 24 gSerbest klor indikatör solüsyonu, 473 mLSerbest klor tampon solüsyonu, 473 mL

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Medium (Item 2550502)
- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, X-Large (Item 2550504)
- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Small (Item 2550501)
- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)