



BoroVer« 3 Bor Toz Reaktif Paketleri, 100/pk

Ürün Numarası: 1417099
TRY Fiyat: Bize Ulaşın
Mevcut

Karmin Yöntemiyle Bor tayini için ayrı ayrı kapalı paketlerde toz reaktif. 100/pk.

Teknik özellikler

Cihaz:	DR/800, PC II hariç tümü
Dipnot:	*Genellikle DR 5000'de DR/4000 ile aynı yöntemler kullanılır. DR 2800'de, DR 2700, DR/2500 ve DR/2400 ile aynı yöntemler kullanılır. Bazı istisnalar olabilir.
Hacim / Paket boyutu:	100
Metot:	Karmin
Metot numarası:	8015
Ölçüm aralığı:	0,2 - 14,0 mg/L B
Parametre:	Bor
Test sayısı:	100

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)