



Sertlik (ULR) Reaktif Seti, Çözelti Paketleri

Ürün Numarası:

2603100

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın

Tehlikeli



Ultra Düşük Aralıkta Sertlik tayini için, Klorofosfonazo Yöntemi.

Klorofosfonazo yöntemiyle ultra düşük aralıkta sertlik tayini için reaktif seti. 8374 Hach Yöntemi. Aralık: 4 - 1000 ug/L Ca ve Mg, CaCO₃ olarak. Klorofosfonazo reaktif çözeltisi, birim doz çözelti paketlerinde bulunur. (100 test).

Teknik özellikler

Cihaz:	DR/800, PC II hariç tümü
Metot:	Klorofosfonazo
Metot numarası:	8374
Ölçüm aralığı:	8 - 1000 µg/L CaCO ₃
Önemli özellik:	Reagent set, Pillows
Parametre:	Sertlik
Platform:	Çözelti
Test sayısı:	100

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)