



SpecCheck Monokloramin/Serbest Amonyum İkincil Standart Kiti

Ürün Numarası:

2507500

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın

Laboratuvarda ve sahada cihaz doğrulama için katı, kullanıma hazır Jel Standartlar (4'lü viyal seti).

Monokloramin 0,04 - 4,50 mg/L Cl_2 ; Serbest Amonyum 0,2 - 0,50 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$.

Teknik özellikler

Hacim / Paket boyutu:	4'lü Viyal Seti
Konsantrasyon:	0.04 – 4.50 mg/L Cl_2
Metot:	İndofenol
Tanım:	Monokloramin/Serbest Amonyum