



Dolum Çözeltisi, Referans; 3 M KCl; 250 mL

Ürün Numarası: LZW9500.99
TRY Fiyat: Bize Ulaşın
Mevcut

Elektrot referans elemanı için dolum çözeltisi, Potasyum Klorür (KCl); 3 M; 250 mL şişe

Teknik özellikler

Formula:	KCl 3 M
Hacim / Paket boyutu:	250 mL
Platform:	Çözelti
Solution Type:	Yedek
Tanım:	PHC805, 5014T, 5021T, 5057, 5208, 5209, 5015T