



Dolum Çözeltisi; Referans; AgCl ile 3 M KCl; 100 mL

Ürün Numarası: S21M004
TRY Fiyat: Bize Ulaşın
2 hafta içinde teslimat

Elektrot referans elemanı için dolum çözeltisi; Potasyum Klorür (KCl) ve Doymuş AgCl; 3 M; 100 mL şişe

Teknik özellikler

Formula:	KCl 3 M ve Doymuş AgCl.
Hacim / Paket boyutu:	100 mL
Konsantrasyon:	AgCl ile doyurulmuş 3 M KCl
Platform:	Çözelti
Solution Type:	Yedek
Tanım:	MTC301, PHC301