



Dolum Çözeltisi; Referans; Doymuş KCl (KCl.L); 100 mL

Ürün Numarası: S21M002
TRY Fiyat: Bize Ulaşın
Mevcut

Elektrot referans elemanı için dolum çözeltisi, Potasyum Klorür (KCl); 3 M; 50 mL şişe

Teknik özellikler

Formula:	KCl 3 M
Hacim / Paket boyutu:	100 mL
Platform:	Çözelti
Solution Type:	Yedek
Tanım:	RedRod