



Be Right™



Dolum Çözeltisi; Dahili; Polarografik ÇO; 30 mL

Ürün Numarası:

2759123

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Polarografik Çözünmüş Oksijen probu için dolum çözeltisi; Potasyum Klorür/Gliserin; 30 mL şişe

Teknik özellikler

Formula:	KCl ve Gliserin
Hacim / Paket boyutu:	30 mL
Solution Type:	Yedek
Tanım:	5130, 5197000

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)