



Titrasyon Aplikasyon Paketi Su: pH, Alkalinite ve İletkenlik

Ürün Numarası: AP0002.AT1102

TRY Fiyat: Bize Ulaşın

Suda pH, Alkalinite ve İletkenlik tayini için Aplikasyon Paketi. Titralab AT1000 Serisi, Otomatik Titratör Modelleri AT1102/AT1112/AT1122/AT1222 için uygundur.

Teknik özellikler

Garanti:	24 aylar
Kutudakiler:	Aplikasyon paketi cam şırınga, plastik beherler, manyetik karıştırma çubuğu, USB bellekte önceden programlanmış uygulama, elektrot, konik adaptör ve şişe tıpası içerir.
Parametre:	pH / Alkalinite ve İletkenlik
Syringe:	Yok
Tür:	Application Pack
Uygulama:	Kentsel Aplikasyonlar
Uyumlu Cihazlar:	AT1102
	AT1112
	AT1122
	AT1222

Kutudakiler

Aplikasyon paketi cam şırınga, plastik beherler, manyetik karıştırma çubuğu, USB bellekte önceden programlanmış uygulama, elektrot, konik adaptör ve şişe tıpası içerir.