



Titrasyon Aplikasyon Paketi Su: Ca ve Mg Sertliđi (ISE)

Ürün Numarası: AP0003.AT1112

TRY Fiyat: Bize Ulaşın

Suda Kalsiyum ve Magnezyum Sertliđi tayini için Aplikasyon Paketi. Titralab AT1000 Serisi, Otomatik Titratör Modelleri AT1112/AT1122/AT1222 için uygundur.

Teknik özellikler

Garanti:	24 aylar
Kutudakiler:	Aplikasyon paketi cam şırınga, plastik beherler, manyetik karıştırma çubuđu, USB bellekte önceden programlanmış uygulama, elektrot, konik adaptör ve şişe tıpası içerir.
Parametre:	Ca ve Mg Sertliđi (ISE)
Syringe:	Yok
Tür:	Application Pack
Uygulama:	Kentsel Aplikasyonlar
Uyumlu Cihazlar:	AT1112
	AT1122
	AT1222

Kutudakiler

Aplikasyon paketi cam şırınga, plastik beherler, manyetik karıştırma çubuđu, USB bellekte önceden programlanmış uygulama, elektrot, konik adaptör ve şişe tıpası içerir.