



Titrasyon Aplikasyon Paketi Su: pH, Alkalinite ve Sertlik (ISE)

Ürün Numarası:

AP0005.AT1222

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Suda pH, Alkalinite, Kalsiyum ve Magnezyum Sertliği tayini için Aplikasyon Paketi. Titralab AT1000 Serisi, Otomatik Titratör Model AT1222 için uygundur.

Teknik özellikler

Garanti:	24 aylar
Kutudakiler:	Aplikasyon paketi cam şırınga, plastik beherler, manyetik karıştırma çubuğu, USB bellekte önceden programlanmış uygulama, elektrot, konik adaptör, şişe tıpası ve 1 L'lik cam şişe içerir.
Parametre:	pH / Alkalinite ve Sertlik
Syringe:	Yok
Tür:	Application Pack
Uygulama:	Kentsel Aplikasyonlar
Uyumlu Cihazlar:	AT1222

Kutudakiler

Aplikasyon paketi cam şırınga, plastik beherler, manyetik karıştırma çubuğu, USB bellekte önceden programlanmış uygulama, elektrot, konik adaptör, şişe tıpası ve 1 L'lik cam şişe içerir.