



Titrasyon Aplikasyon Paketi Amperometrik: Serbest ve Toplam Klor, Klor Dioksit, Klorit, Sülfid (Autocat)

Ürün Numarası: **AP0007.AT1122**
TRY Fiyat: **Bize Ulaşın**

Serbest ve toplam Klor, Klor Dioksit, Klorit, Sülfid (Autocat) tayini için Aplikasyon Paketi. Titralab AT1000 Serisi, Otomatik Titratör Modelleri AT1122/AT1222 için uygundur.

Teknik özellikler

Garanti:	24 aylar
Kutudakiler:	Aplikasyon paketi cam şırınga, manyetik karıştırıcı çubuk, USB bellekte önceden programlanmış aplikasyon, elektrot, konik adaptör ve şişe tıpası içerir.
Parametre:	Serbest ve Toplam Klor, Klor Dioksit, Klorit, Sülfid (Autocat)
Syringe:	Yok
Tür:	Application Pack
Uygulama:	Kentsel Aplikasyonlar
Uyumlu Cihazlar:	AT1122 AT1222

Kutudakiler

Aplikasyon paketi cam şırınga, manyetik karıştırıcı çubuk, USB bellekte önceden programlanmış aplikasyon, elektrot, konik adaptör ve şişe tıpası içerir.