



Titrasyon Aplikasyon Paketi, Yiyecek ve İçecek: Tuz

Ürün Numarası: AP0010.AT1112

TRY Fiyat: Bize Ulaşın

Yiyecek ürünlerinde Tuz tayini için Aplikasyon Paketi. Titralab AT1000 Serisi, Otomatik Titratör Modelleri AT1112/AT1122/AT1222 için uygundur.

Teknik özellikler

Garanti:	24 aylar
Kutudakiler:	Aplikasyon paketi cam şırınga, plastik beherler, manyetik karıştırma çubuğu, USB bellekte önceden programlanmış uygulama, elektrot, konik adaptör ve şişe tıpası içerir.
Parametre:	Yiyecek ürünlerinde tuz
Syringe:	Yok
Tür:	Application Pack
Uygulama:	Yiyecek ve İçecek Uygulamaları
Uyumlu Cihazlar:	AT1112
	AT1122
	AT1222

Kutudakiler

Aplikasyon paketi cam şırınga, plastik beherler, manyetik karıştırma çubuğu, USB bellekte önceden programlanmış uygulama, elektrot, konik adaptör ve şişe tıpası içerir.