



Titrasyon Aplikasyon Paketi, Yiyecek ve İçecek: pH, Toplam Asidite, Şarapta Serbest ve Toplam SO₂

Ürün Numarası: AP0013.AT1222
TRY Fiyat: Bize Ulaşın

Şarapta pH, Toplam Asidite ve Serbest ve Toplam SO₂ tayini için Aplikasyon Paketi. Titralab AT1000 Serisi, Otomatik Titratör Model AT1222 için uygundur.

Teknik özellikler

Garanti:	24 aylar
Kutudakiler:	Aplikasyon paketi cam şırınga, plastik beherler, manyetik karıştırma çubuğu, USB bellekte önceden programlanmış uygulama, elektrot, konik adaptör, şişe tıpası ve 1 L'lik cam şişe içerir.
Parametre:	pH, Toplam Asidite, Şarapta Serbest ve Toplam SO ₂
Syringe:	Yok
Tür:	Application Pack
Uygulama:	Yiyecek ve İçecek Uygulamaları
Uyumlu Cihazlar:	AT1222

Kutudakiler

Aplikasyon paketi cam şırınga, plastik beherler, manyetik karıştırma çubuğu, USB bellekte önceden programlanmış uygulama, elektrot, konik adaptör, şişe tıpası ve 1 L'lik cam şişe içerir.