



Titrasyon Aplikasyon Paketi Petrokimya: TAN (Toplam Asit Sayısı)

Ürün Numarası:

AP0015.AT1102

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Petrokimyada Toplam Asit Sayısı tayini için Aplikasyon Paketi. Titrallab AT1000 Serisi, Otomatik Titratör Modelleri AT1102/AT1112/AT1122/AT1222 için uygundur.

Teknik özellikler

Garanti:	24 aylar
Kutudakiler:	Aplikasyon paketi cam şırınga, plastik beherler, manyetik karıştırma çubuğu, USB bellekte önceden programlanmış uygulama, elektrot, konik adaptör, şişe tıpası ve 1 L'lik cam şişe içerir.
Parametre:	TAN (Toplam Asit Sayısı)
Syringe:	Yok
Tür:	Application Pack
Uygulama:	Petrokimya Aplikasyonları
Uyumlu Cihazlar:	AT1102
	AT1112
	AT1122
	AT1222

Kutudakiler

Aplikasyon paketi cam şırınga, plastik beherler, manyetik karıştırma çubuğu, USB bellekte önceden programlanmış uygulama, elektrot, konik adaptör, şişe tıpası ve 1 L'lik cam şişe içerir.