



Titrasyon Aplikasyon Paketi Petrokimya: TBN (Toplam Baz Sayısı)

Ürün Numarası: **AP0016.AT1102**
TRY Fiyat: Bize Ulaşın

Petrokimyada Toplam Baz Sayısı tayini için Aplikasyon Paketi. Titralab AT1000 Serisi, Otomatik Titratör Modelleri AT1102/AT1112/AT1122/AT1222 için uygundur.

Teknik özellikler

Garanti:	24 aylar
Kutudakiler:	Aplikasyon paketi cam şırınga, plastik beherler, manyetik karıştırma çubuğu, USB bellekte önceden programlanmış uygulama, elektrot, konik adaptör, şişe tıpası ve 1 L'lik cam şişe içerir.
Parametre:	TBN (Toplam Baz Sayısı)
Syringe:	Yok
Tür:	Application Pack
Uygulama:	Petrokimya Aplikasyonları
Uyumlu Cihazlar:	AT1102 AT1112 AT1122 AT1222

Kutudakiler

Aplikasyon paketi cam şırınga, plastik beherler, manyetik karıştırma çubuğu, USB bellekte önceden programlanmış uygulama, elektrot, konik adaptör, şişe tıpası ve 1 L'lik cam şişe içerir.