



Titrasyon Aplikasyon Paketi Petrokimya: R-SH (Tiyol)

Ürün Numarası: AP0017.AT1112

TRY Fiyat: Bize Ulaşın

Petrokimyada R-SH (Tiyol) tayini için Aplikasyon Paketi. Titralab AT1000 Serisi, Otomatik Titratör Modelleri AT1112/AT1122/AT1222 için uygundur.

Teknik özellikler

Garanti:	24 aylar
Kutudakiler:	Aplikasyon paketi cam şırınga, plastik beherler, manyetik karıştırma çubuğu, USB bellekte önceden programlanmış uygulama, elektrot, konik adaptör, şişe tıpası ve 1 L'lik cam şişe içerir.
Parametre:	R-SH (Tiyol)
Syringe:	Yok
Tür:	Application Pack
Uygulama:	Petrokimya Aplikasyonları
Uyumlu Cihazlar:	AT1112
	AT1122
	AT1222

Kutudakiler

Aplikasyon paketi cam şırınga, plastik beherler, manyetik karıştırma çubuğu, USB bellekte önceden programlanmış uygulama, elektrot, konik adaptör, şişe tıpası ve 1 L'lik cam şişe içerir.