



Titrasyon Aplikasyon Paketi Petrokimya: Brom Sayısı

Ürün Numarası: AP0018.AT1102

TRY Fiyat: Bize Ulaşın

Petrokimyada Br_2/I_2 Sayısı tayini için Aplikasyon Paketi. Titralab AT1000 Serisi, Otomatik Titratör Modelleri AT1102/AT1112/AT1122/AT1222 için uygundur.

Teknik özellikler

Garanti:	24 aylar
Kutudakiler:	Aplikasyon paketi cam şırınga, plastik beherler, manyetik karıştırma çubuğu, USB bellekte önceden programlanmış uygulama, elektrot, konik adaptör ve şişe tıpası içerir.
Parametre:	Br_2/I_2 Sayısı
Syringe:	Yok
Tür:	Application Pack
Uygulama:	Petrokimya Aplikasyonları
Uyumlu Cihazlar:	AT1102
	AT1112
	AT1122
	AT1222

Kutudakiler

Aplikasyon paketi cam şırınga, plastik beherler, manyetik karıştırma çubuğu, USB bellekte önceden programlanmış uygulama, elektrot, konik adaptör ve şişe tıpası içerir.