



Tensette plus deęiřken elektronik pipet

Ürün Numarası:

BBP087

TRY Fiyat:

Bize Ulařın

Mükemmel doęruluk: Tensette plus elektronik pipet

Elektronik Pipet, 0,2 - 5,0 mL deęiřken hacimli; stand, batarya ve güç kaynaęı ile birlikte

Uçlar ayrı satılır.

Kolay anlařılan menü navigasyonu

LCK küvet testleri için önceden programlanmış hacimler

Hassas ve güvenilir

Kolay ve güvenli kullanım

Teknik özellikler

Kutudakiler: Elektronik Pipet 0,2 - 5,0 mL, stand, batarya, güç kaynaęı, temel kılavuz.

Uçlar dahil deęildir; bunların ayrıca satın alınması gerekir.

Kutudakiler

Elektronik Pipet 0,2 - 5,0 mL, stand, batarya, güç kaynaęı, temel kılavuz. Uçlar dahil deęildir; bunların ayrıca satın alınması gerekir.