



HQ14D Dijital İletkenlik ölçüm seti, İletk. hücresi, Std., 1m

Ürün Numarası:

HQ14D.99.201000

ÜRETİMDEN KALDIRILAN ÜRÜN

Bu ürün artık mevcut değil.

Rugged portable meters for use in the field and plant.

Portatif iletkenlik ölçüm cihazı. Standart iletkenlik elektrodu ile birlikte ölçüm cihazı, kablo uzunluğu 1 m.

Dijital ölçüm cihazı/elektrot sistemi, güvenilirlik, esneklik ve kolay kullanımı bir araya getirir. Değiştirilebilir INTELICAL elektrotlar, otomatik olarak tanınır ve tüm ilgili verileri depolar. Farklı kablo uzunluklarında olan dış mekan elektrotları neredeyse zarar verilemeyecek kadar dayanıklıdır ve bu problemler daha önceleri ölçüm yapılamayan noktalarda bile ölçüm yapılmasını sağlar.

Üstün güvenilirlik ve kolay kullanım.

Tüm uygulamalar için çok yönlü elektrotlar, örn. atık su, içme suyu, proses suyu

Ulaşılması zor ölçüm noktalarından ve uzak mesafelerden güvenilir sonuçlar

Tam GLP veri yönetimi

Competent support through innovative technology and comprehensive applications know-how

Teknik özellikler

AC ve USB kullanımı:	Optional
Ağırlık:	0,323 kg pilsiz
Çevresel koşullar: Bağıl nem:	90 % (yoğuşmasız)
Çevresel koşullar: Sıcaklık:	0 - 60 °C (32 - 140 °F)
Cihaz:	Portable
Çözünürlük:	0.01 mg/L up - 0.1 g/L upon measuring range
Dahili sonuç saklama kapasitesi:	500 Sonuç
Diller:	İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Danca, Hollandaca, Lehçe, Portekizce, Türkçe, Fince, Çekçe, Rusça.
Direnç ölçümü:	2,5 Ωcm - 49 MΩcm
Ekran:	Detailed mode/Large mode
Ekran Tipi:	240 x 160 piksel Arkadan aydınlatmalı LCD
Garanti:	36 aylar
Girişler:	1
GLP özellikleri:	Date; Time; Sample ID; Operator ID

İçerik:	Meter package includes HQ14D Portable Meter; 4 AA batteries; CDC401 Laboratory Conductivity Cell, 1 m Cable;
İletkenlik çözünürlüğü:	Sodium Chloride Standard Solution, 491 mg/L NaCl (1000 µS/cm), 100 mL; quick-start guide and user manual.
İletkenlik doğruluğu:	5 basamaklı, ondalık ayırıcıdan sonra 2 basamak
İletkenlik kalibrasyonu:	± 0.5 % (1µS/cm -200mS/cm) aralığında
	Demal (1D/ 0,1D/ 0,01D);
	Molar (0,1M/ 0,01M/0,001M);
	NaCl (0,05%; 25µS/cm; 1000µS/cm; 18mS/cm);
	Standart deniz suyu;
	Kullanıcı tanımlı
İletkenlik ölçüm aralığı:	0.01 µS/cm - 200.0 mS/cm
İletkenlik ölçümü: Sıcaklık düzeltmesi:	None; Linear; NaCl Non-Linear Natural Water.
İşletme arayüzü:	Tuş takımı
İşletme hata mesajları:	Tam metin mesajları
Kalibrasyon aralıkları/alarmları/hatırlatıcısı:	Olmadan, 2 saatten 7 güne kadar seçilebilir
Kilit Fonksiyonu:	Continuous / Auto-stabilization ("press to read") / At Interval
Kit?:	Evet
Kullanıcı kalibrasyon standartları:	Kullanıcı tanımlı standartlar kullanılabilir
Kutudakiler:	Meter package includes HQ14D Portable Meter; 4 AA batteries; CDC401 Laboratory Conductivity Cell, 1 m Cable;
	Sodium Chloride Standard Solution, 491 mg/L NaCl (1000 µS/cm), 100 mL; quick-start guide and user manual.
Model:	HQ14D – EC/1 Kanallı
Muhafaza IP sınıfı:	IP67
Ölçüm metodu:	Probe specific programmed method settings
Parameters:	Conductivity
	NA
	NA
Parametre:	Conductivity/Total Dissolved Solid (TDS)/Salinity/Resistivity
PC veri aktarım yazılımı:	HQD Veri Aktarım Programı
Prob türü:	Intellical Digital SMART Standard Laboratory or Rugged Field
Problar dahildir?:	CDC40101
Sensor A:	CDC40101 (1 m)
Sensors:	Sensor A: CDC40101
	Sensor B: NA
	Sensor C:
Sıcaklık çözünürlüğü:	0,1 °C
Sıcaklık doğruluğu:	± 0.3 °C
Sıcaklık ölçüm aralığı:	°C or °F
Sonuç ID:	Zaman etiketi, kullanıcı adı, numune adı vb.
Stabil okumada iletkenlik ölçümü:	5 farklı stabilite modu

TDS ölçüm aralığı:	0 - 50,0 mg/L
Tuzluluk çözünürlüğü:	0.01 (ppt) (‰)
Tuzluluk ölçüm aralığı:	0 - 42 (ppt) (‰)
Type of measurement:	Field Measurements
Uygunluk sertifikasyonları:	CE işareti
Veri aktarımı:	Download via USB connection to PC or flash memory device. Automatically transfer entire data log or as readings are taken. Power supply adapter required.
Veri saklama:	500 records/FIFO
Veri Saklama:	Automatic, GLP ISO compliant reading data stored with batteriescalibration details.
Yazıcı:	Opsiyonel aksesuar olarak

Kutudakiler

Meter package includes HQ14D Portable Meter; 4 AA batteries; CDC401 Laboratory Conductivity Cell, 1 m Cable; Sodium Chloride Standard Solution, 491 mg/L NaCl (1000 µS/cm), 100 mL; quick-start guide and user manual.