



Titralab KF1000 Serisi Volümetrik Karl Fischer Titratör, 1 Büret, 2 Pompa

Ürün Numarası: **KF1121.98**
TRY Fiyat: Bize Ulaşın

Nem içeriğini ölçmeye yönelik basit ve doğru volümetrik titrasyonlar

KF1000 modeli, laboratuvarında volümetrik titrasyon gerçekleştirmeye yönelik doğru, güvenilir ve kullanımı kolay bir cihazdır. Bu titratör, Almanya'da Hach Titralab otomatik titratörler ailesinin bir parçası olarak tasarlanmıştır ve nem içeriğini hızlıca ölçmenizi sağlar. Nem ürün kalitesini, dokusunu, raf ömrünü, kimyasal stabilitesini ve reaktivitesini etkileyebilir. Karl Fischer volümetrik titrasyonu, her türlü madde (kimyasallar, yağlar, ilaçlar ve yiyecekler dahil) için kullanılan evrensel olarak kabul görmüş bir yöntemdir. Nem içeriğini belirlemek için volümetrik titrasyonlar gerçekleştiriyorsanız göz önünde bulundurmanız gereken tek cihaz budur.

Teknik özellikler

Ağırlık:	4 kg
Burette for Titrant:	Titrant 1 için
Desteklenen üniteler:	Yazıcı, PC yazılımı, terazi, klavye, fare, barkod okuyucu
Elektrot:	MTC Intellical (Dijital "Tak ve Çalıştır")
Enerji gereksinimi (Hz):	50/60 Hz
Enerji gereksinimi (Voltaj):	100/240 V AC
Garanti:	24 aylar
Gerekli Aplikasyon Paketi/leri:	AP0014.KF1121 Nem İçeriği
İşletme nemliliği:	%20 - 80
İşletme sıcaklık aralığı:	15 - 35 °C
Kabul edilen beher hacimleri:	Sisteme özel beherler: Tescilli cam ölçüm hücresi, vidalı
Kalibrasyon:	Titrant
Kalibrasyon aralıkları/alarmları/hatırlatıcısı:	Evet, kullanıcı tanımlı sürede
Kalibrasyon eğrileri ekranı:	KF Titration curve
Kutudakiler:	Her birinde 1 adet. KF1121-Titralab KF1000 Titratör 1 adet. LZE144- Güç Kaynağı 1 adet. LZE141- 4 konumlu tüp tutucu 1 adet. Temel Kullanım Kılavuzu

Ayrı Satılır: Aplikasyon Paketinizi ve Reaktiflerinizi sipariş etmeyi unutmayın. Ayrıca AS1000 Numune Değiştiriciyi satın almayı da düşünebilirsiniz.

Malzeme:	PP Laten, silikon, sertleştirilmiş cam, POM, paslanmaz çelik. Sıçrama korumalı tasarım.
Mevcut büret hacimleri:	2,5/5/10/25 mL, ISO8655-3
Model:	KF1121
Numune standı:	Entegre, manyetik karıştırma, KF cam beherler 150 mL
Ölçüm metodu:	Volümetrik Karl Fischer, uygulanan akım: AC veya DC
Ölçüm modu:	Numune, kör numune, numune ve kör numune, KK numunesi, KK numunesi ve kör numune
Otomatik reaktif ekleme:	Reaktif eklemek için 2 adet entegre peristaltik pompa
Pompa Debisi:	170 mL/dk
Pompalar:	2
Region:	AB
Saklama koşulları:	-5 - 40°C
Sertifikalar:	Güvenlik IEC/EN 61010-1; EMC IEC/EN 61326-1
Şifre Koruma:	Evet, kullanıcı tanımlı
Tür:	Karl Fischer
Uygulama:	5
Veri aktarımı:	USB flash sürücüde, CSV formatında,
	Excel ile uyumlu
Veri saklama:	Son 100 numune, KK ve kör numune analizleri, son 10 kalibrasyon

Kutudakiler

Her birinde 1 adet. KF1121-Titralab KF1000 Titratör 1 adet. LZE144- Güç Kaynağı 1 adet. LZE141- 4 konumlu tüp tutucu1 adet. Temel Kullanım KılavuzuAyrı Satılır: Aplikasyon Paketinizi ve Reaktiflerinizi sipariş etmeyi unutmayın. Ayrıca AS1000 Numune Değiştiriciyi satın almayı da düşünebilirsiniz.

Gerekli Aksesuarlar

- Titrasyon Aplikasyon Paketi Karl Fischer: Nem İçeriği (Item AP0014.KF1121)